

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd90.1 Per Wb, Elisa - P01831

Numero articolo: CM0020585

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il CD90.1 (Thy1.1) del topo per applicazioni WB ed ELISA. Mira alla glicoproteina di membrana Thy-1 ancorata a GPI, coinvolta nell'adesione cellulare e nella sinaptogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CD90.1 Rabbit pAb
Note/Alias	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2; CD90.1
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	7070
ID Gene (Topo)	21838
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-120 del CD90.1 del topo (NP_033408.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P01831
Peso Proteico	18kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio