

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd90/Thy1 Per Fc - P04216

Numero articolo: CM0004225

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC specifico per il CD90/Thy1 umano, validato per la citometria a flusso (FC). Ideale per l'analisi dell'espressione di CD90 sulla superficie cellulare nella ricerca in immunologia e neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale APC Rabbit anti-Umano CD90/Thy1
Note/Alias	CD90; CDw90
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7070
GeneID	7070
Immunogeno	Proteina ricombinante (proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 20-130 del CD90/Thy1 umano)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P04216
Peso Molecolare Proteina	18kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante