

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd90/Thy1 (Convalidato Kd) Per Wb, Fc, Elisa - P04216

Numero articolo: CM0007282

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio di alta qualità contro il CD90/Thy1 umano (P04216), convalidato KD. Ideale per western blot, citometria a flusso ed ELISA. Studia le interazioni cellula-cellula e la sinaptogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KD] Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD90/Thy1
Note/Alias	CD90; CDw90; [Convalidato KO/KD] CD90/Thy1
Specie	Umana
GenelD (Umano)	7070
GenelD	7070
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-130 del CD90/Thy1 umano (NP_006279.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, FC, ELISA
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	P04216
Peso Proteico	18kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio