

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd90/Thy1 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P01831

Numero articolo: CM0008305

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD90/Thy1 di alta qualità per Western blot, immunofluorescenza, immunoistochimica ed ELISA. Riconosce l'antigene Thy-1 umano, murino e di ratto. Adatto per studi di neuroscienze e sulla membrana cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb di coniglio anti-CD90/Thy1
Note/Alias	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Specie	Topo
GeneID (Umano)	7070
GeneID	21838
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-130 del CD90/Thy1 di topo (NP_033408.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P01831
Peso proteico	18 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio