

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd90/Thy1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P04216

Numero articolo: CM0021221

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il CD90/Thy1 umano, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Rileva la glicoproteina di membrana Thy-1 endogena in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca in neuroscienze e immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CD90/Thy1 Rabbit pAb
Note/Alias	CD90; CDw90; CD90/Thy1
Specie	Umano
GeneID (umano)	7070
GeneID	7070
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-130 del CD90/Thy1 umano (NP_006279.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P04216
Peso Proteico	18kDa
Spedizione	Sacca refrigerante