

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd93 Per If/Icc, Fc, Elisa - O89103

Numero articolo: CM0004083

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro il CD93 murino (recettore C1q, Ly68) per IF/ICC, citometria a flusso ed ELISA. Reagisce in modo crociato con il CD93 umano. Ideale per studiare fagocitosi, infiammazione e angiogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	CD93 Anticorpo monoclonale di coniglio
Note/Alias	Ly68; AA4.1; C1qr1; C1qrp; 6030404G09Rik
Specie	Topo
GeneID (Umano)	22918
GeneID	17064
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-181 del CD93 murino (NP_034870.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	O89103
Peso Proteico	69kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio