

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd94 Per Fc - Q13241

Numero articolo: CM0005899



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si targeting al CD94 umano (KLRD1), coniugato con . Validato per la citometria a flusso, adatto per la ricerca sul monitoraggio immunitario delle cellule NK e delle cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-CD94 Umano mAb
Note/Alias	KLRD1; CD94; antigene delle cellule natural killer CD94
Specie	Umano
GeneID	3824
Immunogeno	Proteina ricombinante del CD94 umano
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q13241
Peso Proteico	17kDa/20kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio