


Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Cd95 Per Elisa, Fc - P25446

Numero articolo: CM0006041



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio mirato al CD95/FAS del topo (aa 22-169). Validato per ELISA e citometria a flusso. Riconosce il recettore FAS che media l'apoptosi nei tessuti di topo. Ideale per la ricerca sull'apoptosi e l'immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb di coniglio anti-CD95
Note/Alias	lpr; APO1; APT1; CD95; TNFR6; Tnfrsf6
Specie	Topo
GeneID (umano)	355
GeneID	14102
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-169 del CD95 (NP_032013.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	ELISA, FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P25446
Peso Proteico	37kDa
Spedizione	Sacca refrigerante