


Anticorpo Monoclonale Anti-Cd95/Fas () Per Citometria A Flusso - P25446

Numero articolo: CM0008887



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD95/FAS di topo, direttamente coniugato con per citometria a flusso. Adatto per la ricerca sull'apoptosi nei tessuti di timo, fegato, polmone e cuore.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD95/FAS di topo
Note/Alias	lpr; APO1; APT1; CD95; TNFR6; Tnfrsf6
Specie	Topo
Gene ID (Umano)	355
Gene ID (Topo)	14102
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 22-169 del CD95/FAS di topo. (NP_032013.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P25446
Peso Proteico	37KDa
Spedizione	Borsa termica con ghiaccio