

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd95/Fas Per Wb, If/Icc, Elisa - P25445

Numero articolo: CM0005642



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che si lega al CD95/FAS umano (UniProt P25445). Validato per Western blot, IF/ICC ed ELISA, a supporto della ricerca sull'apoptosi e l'immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD95/FAS Rabbit mAb
Note/Alias	APT1; CD95; FAS1; APO-1; FASTM; ALPS1A; TNFRSF6
Specie	Umano
GeneID (Umano)	355
GeneID	355
Immunogeno	Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-173 del CD95/FAS umano (NP_000034.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P25445
Peso proteico	9-38 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio