

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd96 Per Wb, Fc, Elisa - P40200

Numero articolo: CM0007589



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD96 validato per Western blot, citometria a flusso ed ELISA. Riconosce il CD96 umano, un recettore di adesione delle cellule T e NK coinvolto nelle risposte immunitarie tardive. Adatto per la ricerca sulle interazioni delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb di coniglio anti-CD96
Note/Alias	Antigene di superficie cellulare CD96; CD96
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10225
GeneID	10225
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-519 del CD96 umano (NP_937839.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, FC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P40200
Peso Proteico	65kDa
Spedizione	Sacca refrigerante