

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Cd97 (Adgre5) Per Wb E Elisa - P48960

Numero articolo: CM0028383



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit di alta qualità targeting CD97 (ADGRE5) umano. Validato per Western blot e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studiare l'adesione leucocitaria, la migrazione e le malattie infiammatorie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD97 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	CD97; TM7LN1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	976
GeneID	976
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 240-435 di CD97 umano (NP_001775.2)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P48960
Peso proteico	92kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio