

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd97 () Per Citometria A Flusso - P48960

Numero articolo: CM0008164



introduzione

Anticorpo monoclonale anti-CD97 umano coniugato con , validato per la citometria a flusso. Reagisce con CD97 umano, un GPCR di adesione leucocitaria coinvolto nella migrazione e nell'infiammazione. Indicato per la ricerca IVD e lo sviluppo diagnostico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD97 umano
Note/alias	CD97; TM7LN1
Specie	Umano
ID gene	976
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-398 del CD97 umano (NP_510966.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P48960
Peso della proteina	92 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante