

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd97 Per Wb, Elisa - Q9Z0M6

Numero articolo: CM0020489

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro il CD97 murino (Adgre5), validato per WB ed ELISA. Adatto allo studio dell'adesione e della migrazione leucocitaria e delle vie di segnalazione dei GPCR nella ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD97 Rabbit pAb
Note/Alias	Cd97; TM7LN1; CD97
Specie	Topo
ID genico (umano)	976
ID genico	26364
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-265 del CD97 murino. (NP_036055.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q9Z0M6
Peso della proteina	90 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante con ghiaccio