

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd98 Per Fc - P10852

Numero articolo: CM0009616



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità specifico per CD98 murino (SLC3A2), validato per citometria a flusso. Adatto per lo studio del trasporto di amminoacidi, della segnalazione delle integrine e della progressione tumorale in modelli murini.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Rabbit anti-Mouse CD98 mAb
Note / Alias	4F2; Cd98; Ly10; Mdu1; 4F2HC; Ly-10; NACAE; Ly-m10; Mgp-2hc
Specie	Topo
GeneID (Umano)	6520
GeneID	17254
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 105-526 di CD98 murino (NP_032603.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Topo
SWISS	P10852
Peso Proteico	58kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio