

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cd98 Per Wb - P10852

Numero articolo: CM0022170



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro il CD98 murino (SLC3A2) per Western blotting e ELISA. Validato su tessuti di topo e ratto. Immunogene ricombinante, peso molecolare 58 kDa. Ideale per la ricerca sul trasporto degli amminoacidi e sulla segnalazione delle integrine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD98 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	4F2; Cd98; Ly10; Mdu1; 4F2HC; Ly-10; NACAE; Ly-m10; Mgp-2hc; CD98
Specie	Topo
GeneID	17254
Immunogene	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 105-526 del CD98 murino. (NP_032603.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Topo, Ratto
SWISS	P10852
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio