


Anticorpo Monoclonale Anti-Cd98/Slc3A2 Per Wb, If/Icc, Elisa - P08195 / P10852

Numero articolo: CM0002884



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CD98/SLC3A2 umano/mouse, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano e ratto. Il bersaglio è una catena pesante dei trasportatori di aminoacidi coinvolta nello scambio di aminoacidi e nella segnalazione delle integrine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[KD Validated]CD98/SLC3A2 Rabbit PolymAb®
Note/Alias	4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC
Specie	Umano/Mouse
Gene ID (Umano)	6520
Gene ID	6520/17254
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 206-630 di SLC3A2/CD98hc umano/mouse (NP_002385.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	P08195/P10852
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio