


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd98/Slc3A2 Per Western Blot, Immunofluorescenza, Elisa - P08195

Numero articolo: CM0006767



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro CD98/SLC3A2 umano (58 kDa, P08195). Validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Mira alla catena pesante dei trasportatori di aminoacidi coinvolti nell'assorbimento dei nutrienti, nella segnalazione delle integrine e nell'ingresso virale. Ideale per lo sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	CD98/SLC3A2 Rabbit mAb
Note/Alias	4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6520
GeneID	6520
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 461-630 di SLC3A2/CD98hc umano (NP_002385.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P08195
Peso Proteico	58kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio