


Anticorpo Policlonale Anti-Cd99 Per Wb, Elisa - P14209

Numero articolo: CM0023366



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CD99 validato per western blot (WB) ed ELISA. Target: CD99 umano (MIC2, 19 kDa), coinvolto nell'adesione delle cellule T e nell'stravasazione dei leucociti. Ideale per la ricerca immunologica e sull'adesione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-CD99
Note/Alias	MIC2; HBA71; MIC2X; MIC2Y; MSK5X; CD99
Specie	Umana
GeneID (umano)	4267
GeneID	4267
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 23-124 del CD99 umano (NP_002405.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P14209
Peso proteico	19 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio