


Anticorpo Policlonale Anti-Cd99 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P14209

Numero articolo: CM0020880



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-CD99 validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA su campioni umani. Bersaglia l'antigene CD99 coinvolto nell'adesione delle cellule T e nella transmigrazione dei leucociti. Immunogeno ricombinante (aa 23-185).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD99 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	MIC2; HBA71; MIC2X; MIC2Y; MSK5X; CD99
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4267
ID Gene	4267
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P14209
Peso proteico	19kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio