


## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd99 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Fc, Elisa - P14209

Numero articolo: CM0010785



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD99 di alta qualità, validato per WB, IF/ICC, IHC-P, FC, ELISA. Reagisce con l'antigene CD99 umano (MIC2, HBA71), coinvolto nell'adesione delle cellule T. GeneID: 4267, SWISS: P14209.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | mAb di coniglio anti-CD99                                                                                                               |
| Note/alias          | MIC2; HBA71; MIC2X; MIC2Y; MSK5X                                                                                                        |
| Specie              | Uomo                                                                                                                                    |
| GeneID (uomo)       | 4267                                                                                                                                    |
| GeneID              | 4267                                                                                                                                    |
| Immunogeno          | Peptide sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 24-123 di CD99 umano (NP_002405.1). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                                   |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, IHC-P, FC, ELISA                                                                                                            |
| Reattività crociata | Uomo                                                                                                                                    |
| SWISS               | P14209                                                                                                                                  |
| Peso della proteina | 16-19 kDa                                                                                                                               |
| Spedizione          | Borsa refrigerante                                                                                                                      |