

Anticorpo Monoclonale Anti-Cda Per Wb, Ihc-P, Elisa - P32320

Numero articolo: CM0007509



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CDA umana (citosina deaminasi), adatto per WB, IHC-P, ELISA. Validato nelle specie umana e murina. Peso molecolare previsto 16 kDa. Ideale per studi sul metabolismo dei nucleotidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CDA Rabbit mAb
Note/Alias	CDD; CDA
Specie	Umana
GeneID (Umano)	978
GeneID	978
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-146 di CDA umana (NP_001776.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Murina
SWISS	P32320
Peso Proteico	16kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio