

Anticorpo Policlonale Anti-Cda Per Wb, If/Icc, Elisa - P32320

Numero articolo: CM0024184



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting la citidina deaminasi (CDA), validato per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Rileva CDA umana, di topo e di ratto. Ideale per studi sul metabolismo dei nucleosidi. Accessione: P32320.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CDA Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CDD, CDA
Specie	Umano
Gene ID	978
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-146 della CDA umana (NP_001776.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P32320
Peso proteico	16 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio