

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cda Per Ihc-P, Fc (Intracellulare), Elisa - P32320

Numero articolo: CM0005965



introduzione

CamelBio offre l'anticorpo monoclonale coniglio Anti-CDA validato per IHC-P, FC (intracellulare), ELISA. Reagisce con la CDA umana e murina, una citidina deaminasi coinvolta nel recupero delle pirimidine. Immunogeno ricombinante.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CDA Rabbit mAb
Note/Alias	CDD; CDA
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	978
GeneID	978
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-146 della CDA umana (NP_001776.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IHC-P, FC (intracellulare), ELISA
Reattività incrociata	Umana, Murina
SWISS	P32320
Peso proteico	16kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio