

Anticorpo Policlonale Anti-Cda Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P32320

Numero articolo: CM0015100



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la citidina deaminasi (CDA) validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva la CDA umana e murina (16 kDa); ideale per la ricerca sul metabolismo dei nucleotidi e sui granulociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CDA Rabbit pAb
Note/Alias	CDD; CDA
Specie	Umano
GeneID (Umano)	978
GeneID	978
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-146 della CDA umana (NP_001776.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P32320
Peso Proteico	16kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio