


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cdc123 Per Wb E Elisa - 075794

Numero articolo: CM0014549



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro CDC123 umano (D123, C10orf7) validato per WB e ELISA. Cross-reattività con umano, topo, ratto. Ideale per studi sull'inizio della traduzione e ricerca sul complesso eIF2.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CDC123 Rabbit pAb
Note/Alias	D123; C10orf7; CDC123
Specie	Umano
GeneID	8872
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-336 del CDC123 umano (NP_006014.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross-reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	075794
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio