


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cdc16 Per Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13042

Numero articolo: CM0012732



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CDC16 di alta qualità validato per IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con CDC16 umano, di topo e di ratto. Adatto per la ricerca sul ciclo cellulare e sulle ligasi dell'ubiquitina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CDC16 Rabbit mAb
Note/Alias	APC6; CUT9; ANAPC6; CDC16Hs; CDC16
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	8881
ID Gene	8881
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-300 di CDC16 umano (Q13042).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13042
Peso proteico	72kDa
Spedizione	Sacca refrigerante