


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cdc16 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q13042

Numero articolo: CM0025708



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato al CDC16 umano (APC6). Validato per WB, IHC-P ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studiare la funzione del complesso APC/C, la regolazione del ciclo cellulare e le vie di ubiquitinazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	CDC16 Rabbit pAb
Note/Alias	APC6; CUT9; ANAPC6; CDC16Hs; CDC16
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8881
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 371-620 del CDC16 umano (NP_003894.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13042
Peso Proteico	72kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio