


Anticorpo Policlonale Anti-Cdc20 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q12834

Numero articolo: CM0014786



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CDC20 umano, validato per WB, IF/ICC e ELISA.

Riconosce CDC20 umano e murino, un attivatore critico di APC/C e componente del checkpoint mitotico. Adatto per la ricerca sul ciclo cellulare e l'oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CDC20 Rabbit pAb
Note/Alias	CDC20A; OOMD14; p55CDC; OZEMA14; bA276H19.3; CDC20
Specie	Umana
ID gene (Umano)	991
ID gene	991
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-270 di CDC20 umano (NP_001246.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Murina
SWISS	Q12834
Peso proteico	55kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio