


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cdc20 Per Wb, Ihc-P, If/Icc - Q12834

Numero articolo: CM0015382



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato al CDC20 umano (p55CDC), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare, mitosi e APC/C.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CDC20 Rabbit pAb
Note/Alias	CDC20A; OOMD14; p55CDC; OZEMA14; bA276H19.3; CDC20
Specie	Umano
GeneID	991
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 del CDC20 umano (NP_001246.2?).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q12834
Peso proteico	55kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio