


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cdc23 Per Wb, Elisa - Q9UJx2

Numero articolo: CM0012589



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ricombinante che riconosce CDC23 umano (APC8, ANAPC8), validato per WB ed ELISA. Adatto per la ricerca sul ciclo cellulare e sulle ligasi dell'ubiquitina, con reattività incrociata verso topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CDC23 Rabbit mAb
Note/Alias	APC8; CUT23; ANAPC8; CDC23
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8697
GeneID	8697
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 498-597 di CDC23 umano (Q9UJX2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UJX2
Peso Proteico	69 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio