


Anticorpo Policlonale Anti-Cdc23 Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ujx2

Numero articolo: CM0017187



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CDC23 (APC8) umano. Validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare e sull'ubiquitinazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CDC23 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	APC8; CUT23; ANAPC8; CDC23
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8697
GeneID	8697
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 50-150 del CDC23 umano (NP_004652.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UJX2
Peso proteico	69kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio