


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cdc25A Per Wb, Elisa - P30304

Numero articolo: CM0004684



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia la proteina umana CDC25A (fosfatasi 1 induttore della fase M). Convalidato per Western blot e ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare e l'oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb anti-CDC25A di coniglio
Annotazioni/Alias	CDC25A2
Specie	Umana
GeneID (Umana)	993
GeneID	993
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 376-524 della CDC25A umana (NP_001780.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P30304
Peso proteico	54kDa/59kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio