

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cdc25B Per Wb, Ihc-P, Elisa - P30305

Numero articolo: CM0005436

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CDC25B umano, una fosfatasi a duplice specificità coinvolta nella regolazione del ciclo cellulare. Validato per WB, IHC-P, ELISA. Ideale per studi sulla progressione mitotica e sulla divisione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CDC25B Rabbit mAb
Note/Alias	CDC25B; cell division cycle 25B
Specie	Umano
GeneID (Umano)	994
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 di CDC25B umano (P30305).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	P30305
Peso proteico	65kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio