

Anticorpo Monoclonale Anti-Cdc25C Per Wb, If/Icc, Elisa - P30307

Numero articolo: CM0002137



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-Cdc25C validato per WB, IF/ICC, ELISA. Riconosce Cdc25C umano, murino e ratto, un regolatore critico della mitosi e fosfatasi CDK1. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare e l'oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifiche	Dettagli
Nome Prodotto	Cdc25C Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	CDC25; PPP1R60; Cdc25C
Specie	Umano
GeneID (Umano)	995
GeneID	995
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 del Cdc25C umano (P30307).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P30307
Peso Proteico	53kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio