


Anticorpo Monoclonale Anti-Cdc27 Per Wb, Elisa - P30260

Numero articolo: CM0012764



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CDC27 validato per WB e ELISA, che bersaglia CDC27 (APC3) umano e murino. Strumento chiave per la ricerca sul ciclo cellulare e sull'ubiquitina ligasi APC/C, con un peso predetto di ~92 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti-CDC27
Note/Alias	APC3; HNUC; NUC2; H-NUC; ANAPC3; CDC27Hs; D0S1430E; D17S978E; CDC27
Specie	Uomo
ID gene (umano)	996
ID gene	996
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 702-824 di CDC27 umano (P30260).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P30260
Peso proteico	92 kDa
Spedizione	Borsa ghiacciata