

Anticorpo Policlonale Anti-Cdc34 Per Wb, If/Icc, Elisa - P49427

Numero articolo: CM0028900



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CDC34 umano (UBE2R1, E2-CDC34). Validato per WB, IF/ICC, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per studi sulla ubiquitinazione e sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CDC34 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	UBC3; UBCH3; UBE2R1; E2-CDC34; CDC34
Specie	Umano
Gene ID	997
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 150-236 del CDC34 umano (NP_004350.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P49427
Peso proteico	27kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio