

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cdc34 Per Wb, Elisa - P49427

Numero articolo: CM0012630



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CDC34 (UBE2R1) umano, validato per WB e ELISA. Riconosce l'enzima ubiquitina-coniugante E2 R1, essenziale per la proteolisi mediata dall'ubiquitina e la regolazione del ciclo cellulare. Ideale per la ricerca sulle vie di degradazione delle proteine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CDC34 Rabbit mAb
Note/Alias	UBC3; UBCH3; UBE2R1; E2-CDC34; CDC34
Specie	Umana
GeneID (Umana)	997
GeneID	997
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-236 di CDC34 umano (P49427).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P49427
Peso proteico	27 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio