


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cdc37 Per Wb Ed Elisa - Q16543

Numero articolo: CM0010140



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità mirato a CDC37 (co-chaperone Hsp90). Validato per Western blot ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Utile per la ricerca sulla segnalazione delle chinasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CDC37 mAb di coniglio
Note/Alias	P50CDC37; CDC37
Specie	Umano
GeneID (Umano)	11140
GeneID	11140
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di CDC37 umano (Q16543)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q16543
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio