


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Cdc37 Per Wb, Ip, Elisa - Q16543

Numero articolo: CM0026964



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit anti-CDC37 convalidato per WB, IP, ELISA in campioni umani e di topo. Bersaglia la co-chaperonina Hsp90 Cdc37 (44 kDa), coinvolta nella stabilizzazione delle chinasi. Ideale per la ricerca sulla biologia delle chaperonine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CDC37 Rabbit pAb
Note / Alias	P50CDC37; CDC37
Specie	Umana
GenelD (Umana)	11140
GenelD	11140
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-160 della CDC37 umana (NP_008996.1).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo
SWISS	Q16543
Peso proteico	44 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio