

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cdc40 (Prp17/Prpf17) Per Wb, Ihc-P, Elisa - O60508

Numero articolo: CM0002617



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità specifico per CDC40 umano (PRP17, EHB3). Convalidato per WB, IHC-P e ELISA su campioni di uomo, topo e ratto. Ideale per ricerche sullo spliceosoma e studi sullo sviluppo embrionale del cervello.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CDC40 Rabbit mAb
Note/Alias	EHB3; PCH15; PRP17; PRPF17; CDC40
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	51362
ID gene	51362
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O60508
Peso proteico	66 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio