

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cdc42 Per Wb E Elisa - P60953

Numero articolo: CM0003769



introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio si rivolge al CDC42 umano (anche topo, ratto) ed è validato per Western blot e ELISA. Ideale per lo studio del controllo della divisione cellulare, del citoscheletro di actina e della polarizzazione epiteliale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CDC42 Rabbit mAb
Note/Alias	TKS; G25K; CDC42Hs; CDC42
Specie	Umano
GeneID (Umano)	998
GeneID	998
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 60-191 del CDC42 umano (P60953)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P60953
Peso Proteico	21kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio