

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cdc42 Per If/Icc, Elisa - P60953

Numero articolo: CM0016895



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro CDC42 umano, ottimizzato per IF/ICC ed ELISA. Mira a una piccola GTPasi coinvolta nella polarizzazione cellulare, nella migrazione e nel rimodellamento del citoscheletro. Adatto per la ricerca biologica cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CDC42 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	TKS; G25K; CDC42Hs; CDC42
Specie	Umano
GeneID (umano)	998
GeneID	998
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-186 di CDC42 umano (NP_001782.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P60953
Peso proteico	21kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio