

Anticorpo Monoclonale Anti-Cdc42Ep1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q00587

Numero articolo: CM0002799

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la proteina CDC42EP1 (BORG5/MSE55) umana, validato per WB, IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul citoscheletro di actina e sulle cellule endoteliali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CDC42EP1 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	CEP1; BORG5; MSE55; CDC42EP1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	11135
GeneID	11135
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 292-391 della CDC42EP1 umana (Q00587).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q00587
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio