

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cdc42Ep3 Per Wb E Elisa - Q9UKi2

Numero articolo: CM0029467

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CDC42EP3 umano (BORG2/CEP3), adatto per Western blot ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Utile per lo studio dell'organizzazione del citoscheletro di actina e della morfologia cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CDC42EP3 Rabbit pAb
Note/Alias	UB1; CEP3; BORG2; CDC42EP3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10602
GeneID	10602
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-254 di CDC42EP3 umano (NP_006440.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UKI2
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio