

Anticorpo Policlonale Anti-Cdc45 Per Wb, Elisa - 075419

Numero articolo: CM0022377



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia la CDC45 umana, validato per WB e ELISA. Reagisce con uomo, topo e ratto. È un componente centrale essenziale dell'elicasi CMG per l'inizio della replicazione del DNA. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare e sui cromosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CDC45 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	CDC45L; MGORS7; CDC45L2; PORC-PI-1; CDC45
Specie	Uomo
ID genico (Uomo)	8318
ID genico	8318
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-270 della CDC45 umana (NP_003495.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	075419
Peso proteico	66kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio