

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cdc5L Per Wb, Elisa - Q99459

Numero articolo: CM0025828



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per CDC5L umano (aa 563-802) per applicazioni WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con l'uomo e il topo. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare e lo splicing del pre-mRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CDC5L Rabbit pAb
Note/Alias	CDC5; CEF1; PCDC5RP; CDC5-LIKE; dj319D22.1; CDC5L
Specie	Umana
ID gene (Umano)	988
ID gene	988
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 563-802 di CDC5L umano (NP_001244.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q99459
Peso proteico	92kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio