


Anticorpo Policlonale Anti-Cdc6 Per Wb - Q99741

Numero articolo: CM0021434



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Cdc6 umano, validato per Western blot ed ELISA. Utile per studi sulla replicazione del DNA e sui checkpoint del ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Cdc6 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CDC18L; HsCDC6; MGORS5; HsCDC18; Cdc6
Specie	Umano
GeneID (Umano)	990
GeneID	990
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-560 di Cdc6 umano (Q99741)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q99741
Peso proteico	63kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio