

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cdca3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q99618

Numero articolo: CM0004464

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CDCA3 di alta qualità validato per WB, IHC-P, ELISA. Riconosce la CDCA3 umana, una proteina associata al ciclo di divisione cellulare coinvolta nell'ingresso in mitosi. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CDCA3 Rabbit mAb
Note/Alias	GRCC8; TOME1; TOME-1; CDCA3
Specie	Umana
ID gene	83461 (Umana)
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della CDCA3 umana (Q99618).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q99618
Peso proteico	29kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio