

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cdca3 Per Wb, Elisa - Q99618

Numero articolo: CM0023838

introduzione

Anticorpo policlonale anti-CDCA3 da coniglio, validato per Western blot (WB) e ELISA. Rileva CDCA3 umano e murino, un trigger per l'ingresso in mitosi. Ideale per studi sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CDCA3 Rabbit pAb
Note / Alias	GRCC8; TOME1; TOME-1; CDCA3
Specie	Umana
GenelD (Umano)	83461
GenelD	83461
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra l'aminoacido 100 e l'estremità C-terminale della CDCA3 umana (NP_001284531.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina
SWISS	Q99618
Peso proteico	29kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio